


CATÁLOGO DE PRODUCTO

# Biomimetic **ICEBERG**



**ICEBERG** es el nuevo sistema de Avinent que incorpora a la gama actual un implante que está especialmente dirigido a simplificar los tratamientos post-cirugía y a aumentar la creación de tejido blando alrededor del implante, gracias a su cuello pulido a la altura de los tejidos. El sistema ICEBERG ofrece un procedimiento quirúrgico muy simple y lógico, con una caja quirúrgica propia y una secuencia de fresado sencilla y práctica gracias a su código de colores.

## ÍNDICE

Fase quirúrgica	4
<b>CCI</b> Conexión Iceberg	4
Accesorios	6
Instrumental y caja quirúrgica	8
Velocidad de fresado	9
Longitud y marcaje de las fresas	9
Accesorios	9
Indicadores de plataforma	9
Protocolo de fresado Avinent	10
Esterilización y packaging	12
Cirugía guiada Avinent	14
Micromotores	14
Plantilla radiográfica	14
Índice por referencia	15



# Biomimetic ICEBERG



CONEXIÓN ICEBERG


























## FASE QUIRÚRGICA


















	Plataforma Ø 3,5 mm				
	Ø 3,5 mm	Ref.	Ø 4,0 mm	Ref.	Ø 4,5 mm
<b>Implante</b> 	- - 3,5 x 10 mm 3,5 x 11,5 mm 3,5 x 13 mm 3,5 x 15 mm	- - 5900 5901 5902 5903	4,0 x 7 mm 4,0 x 8,5 mm 4,0 x 10 mm 4,0 x 11,5 mm 4,0 x 13 mm 4,0 x 15 mm	5904 5905 5906 5907 5908 5909	4,5 x 7 mm 4,5 x 8,5 mm 4,5 x 10 mm 4,5 x 11,5 mm 4,5 x 13 mm 4,5 x 15 mm
<b>Pilar de cicatrización recto</b> 	3,5 x 2 mm 3,5 x 3 mm 3,5 x 5 mm	5922 5923 5924	3,5 x 2 mm 3,5 x 3 mm 3,5 x 5 mm	5922 5923 5924	3,5 x 2 mm 3,5 x 3 mm 3,5 x 5 mm
<b>Pilar de cicatrización anatómico</b> 	4 x 2 mm 4 x 3 mm 4 x 5 mm  5 x 2 mm 5 x 3 mm 5 x 5 mm	5928 5929 5930  5931 5932 5933	4 x 2 mm 4 x 3 mm 4 x 5 mm  5 x 2 mm 5 x 3 mm 5 x 5 mm	5928 5929 5930  5931 5932 5933	4 x 2 mm 4 x 3 mm 4 x 5 mm  5 x 2 mm 5 x 3 mm 5 x 5 mm
<b>Pilar de cicatrización anatómico PEEK</b> 	6 x 5 mm	5940	6 x 5 mm	5940	6 x 5 mm



			Plataforma Ø 4,1 mm			
Ref.	Ø 5,0 mm	Ref.	Ø 4,5 mm	Ref.	Ø 5,0 mm	Ref.
6309	5,0 x 7 mm	6315	4,5 x 7 mm	5910	5,0 x 7 mm	5917
6310	5,0 x 8,5 mm	6316	4,5 x 8,5 mm	5911	5,0 x 8,5 mm	5918
6311	5,0 x 10 mm	6317	4,5 x 10 mm	5912	5,0 x 10 mm	5919
6312	5,0 x 11,5 mm	6318	4,5 x 11,5 mm	5913	5,0 x 11,5 mm	5920
6313	-	-	4,5 x 13 mm	5914	-	-
6314	-	-	4,5 x 15 mm	5915	-	-
5922	3,5 x 2 mm	5922	4 x 2 mm	5925	4 x 2 mm	5925
5923	3,5 x 3 mm	5923	4 x 3 mm	5926	4 x 3 mm	5926
5924	3,5 x 5 mm	5924	4 x 5 mm	5927	4 x 5 mm	5927
5928	4 x 2 mm	5928	5 x 2 mm	5934	5 x 2 mm	5934
5929	4 x 3 mm	5929	5 x 3 mm	5935	5 x 3 mm	5935
5930	4 x 5 mm	5930	5 x 5 mm	5936	5 x 5 mm	5936
5931	5 x 2 mm	5931	6 x 2 mm	5937	6 x 2 mm	5937
5932	5 x 3 mm	5932	6 x 3 mm	5938	6 x 3 mm	5938
5933	5 x 5 mm	5933	6 x 5 mm	5939	6 x 5 mm	5939
5940	6 x 5 mm	5940	8 x 5 mm	5941	8 x 5 mm	5941

# ACCESORIOS


		Ref.
<b>Caja quirúrgica sistema OCEAN/ICEBERG</b>		1763
<b>MiniBox</b>		0526
<b>Llave dinamométrica</b>		0295
<b>Destornilladores para contraángulo</b>	  Destornillador ISO 1797 S (048)  Destornillador ISO 1797 L (048)  Destornillador ISO 1797 XL (048)	0644 0277 0645
	 	0263
	 	0267
	 	0723
	  	0328 0726
	  	0804 0648
	  	5184 5185
	     	2981 2984 2982 2985

<b>Mango para destornillador</b>		Mango para destornillador ISO 1797 S		0791
		Mango para destornillador ISO 1797 L		0790
<b>Mango para transportador</b>		Mango transportador implante S		1878
		Mango transportador implante L		2891
<b>Destornilladores monoblock</b>		Destornillador S (048)		0274
		Destornillador L (048)		0275
<b>Fresas</b>		Transportador S (2,5)		0278
		Transportador L (2,5)		0299
<b>Fresas</b>		Fresa guía lanceolada		0188
		Fresa helicoidal	1,6 x 7 - 15 mm	2046
		Fresa piloto	1,6 - 2,4 mm	2047
		Fresa	2,0 - 3,3 x 7 - 15 mm 2,2 - 3,8 x 7 - 15 mm 2,8 - 4,3 x 7 - 15 mm 3,2 - 4,8 x 7 - 13 mm	2048 2049 2050 2051
		Fresa hueso duro	2,4 - 3,3 x 7 - 15 mm 3,0 - 3,7 x 7 - 15 mm 3,8 - 4,3 x 7 - 15 mm 4,1 - 4,7 x 7 - 13 mm	3311 3312 3313 3314
		Formador de rosca	3,5 mm 4,0 mm 4,5 mm 5,0 mm	2687 2688 2689 2690
<b>Topes de fresa</b>			1,6 mm 3,3 mm 3,8 mm 4,3 mm 4,8 mm	2198 2199 2200 2201 2202
			1,5 - 2,3 mm	1810
				0655




## Instrumental y caja quirúrgica

Avinent proporciona a los especialistas instrumental de alta precisión con un diseño adaptado al implante y común para conexión interna, externa y cónica. Las dos cajas quirúrgicas de Avinent permiten escoger el sistema de trabajo que se adapte a las necesidades del especialista.



**Caja sistema OCEAN/ICEBERG.** Destaca por su clara distribución y su diseño atractivo, de una gran simplicidad. La secuencia de fresado está claramente indicada mediante un sencillo código de colores en función del diámetro del implante seleccionado. Todas las piezas están colocadas en una bandeja esterilizable, con tapa transparente que permite una amplia visibilidad del interior.

**La MiniBox,** más pequeña y versátil, permite seleccionar una secuencia específica y llevarla en un espacio reducido con todo lo necesario para el proceso quirúrgico. La caja es esterilizable y puede equiparse con el material necesario para la colocación de la prótesis.



## Torque aconsejado

TIPO	VALOR	
<b>Mecánico</b>	35 Ncm	Tornillo para Pilar Unitario / Múltiples*
	30 Ncm	Tornillo para Base de Titanio Angulada**
	30 Ncm	Tornillo para Corrección de Ang. G2 (30° máx.)**
	20 Ncm	Tornillo para Corrección de Ang. G1 (20° máx.)**
	15 Ncm	Tornillo para Pilar Transepitelial Angulado
	15 Ncm	Tornillo protésico para Transepitelial
	35 Ncm	Pilar Transepitelial (Uniblock / 2 Parts)
	30 Ncm	Pilar LOCATOR® / LOCATOR R-Tx®
	25 Ncm	Pilar RHEIN83® (OT Equator)
15 Ncm	Pilar provisional Ti / PEEK	
<b>Manual</b>	≈8-15 Ncm	Pilar de Escaneado
		Poste de Impresión Cubeta Abierta / Cerrada
		Pilar de Cicatrización Ti / PEEK
		Tapón de Cierre

\* Referente a: Base de Ti rectas, Pilar de cementación recto y angulado, Calcinable base CoCr. Incluido: Tornillo Oro.

\*\* Excepción Transep. 4,8 de M1,40 que es 15 Ncm.

## Velocidad de fresado

	rpm
Fresa guía	800 - 1.200
Fresa $\varnothing$ 1,6 mm	800 - 1.200
Fresa piloto	600 - 800
* Fresa $\varnothing$ 2,0 - 3,3 mm	150 - 300
* Fresa $\varnothing$ 2,2 - 3,8 mm	150 - 300
* Fresa $\varnothing$ 2,8 - 4,3 mm	150 - 300
* Fresa $\varnothing$ 3,2 - 4,8 mm	150 - 300
* Fresa $\varnothing$ 2,4 - 3,3 mm	150 - 300
* Fresa $\varnothing$ 3,0 - 3,7 mm	150 - 300
* Fresa $\varnothing$ 3,8 - 4,3 mm	150 - 300
* Fresa $\varnothing$ 4,1 - 4,7 mm	150 - 300
* Fresa $\varnothing$ 4,2 - 5,7 mm	150 - 300
* Fresa $\varnothing$ 5,1 - 5,7 mm	150 - 300
Formador de rosca	20


\* El fresado biológico a bajas revoluciones (entre 50 i 100rpm), permite recoger hueso autólogo como muestra la literatura científica.

Torque máximo recomendado de inserción del implante: 45-50 Ncm

Velocidad máxima recomendada de inserción del implante: 20 rpm

## Longitud y marcaje de las fresas

Las fresas Avinent incluyen marcas láser para mejorar la visibilidad durante la osteotomía y siguen un código de color en función del diámetro del implante. El marcaje corresponde a la longitud del implante en colocación crestal, pero las distancias no son absolutas desde la punta del instrumento hasta la marca. La longitud de la punta de la fresa no se incluye en la medida de la marca de profundidad, e modo que hay que tener en cuenta esta distancia tanto en la planificación del caso como al realizar la osteotomía.



## Accesorios CC/CC.I

### Mango para transportador


	REF.
L	2891
S	1878

### Transportador implantes

	REF.
3,5 S	2981
3,5 L	2984
4,1 S	2982
4,1 L	2985

## Indicadores de plataforma

Para facilitar el trabajo de los profesionales, los tornillos de los aditamentos Avinent siguen el código de color de la plataforma del implante.



## Protocolo de fresado Avinent

El protocolo quirúrgico de fresado del sistema ICEBERG de Avinent es apto para todos los tipos de hueso. El sistema ofrece fresas con geometría exterior de tres diámetros y corte recto que se adapta al diseño del implante. El acabado de las fresas facilita la localización de las marcas indicadoras de longitud durante la cirugía. El fresado biológico a bajas revoluciones (entre 50 i 100 rpm), permite recoger hueso autólogo como muestra la literatura científica.

El implante está concebido para que la parte tratada con la superficie BAS sea colocada de manera yuxtaósea y la parte pulida de 1,8 mm de manera transmucosa. La superficie mecanizada de la parte coronal permite dirigirnos durante la colocación en la profundidad de inserción del implante en relación a cada situación clínica.

\* Las fresas de hueso duro se identifican con dos indicadores de color.

### Implante ø 3,5 mm

Ref.	0188	2046	2047	2048	3311	2687	
	HUESO TIPO III-IV				Opción 1	Opción 2	
	HUESO TIPO I-II						

### Implante ø 4,0 mm

Ref.	0188	2046	2047	2048	2049	3312	2688	
	HUESO TIPO III-IV				Opción 1	Opción 2		
	HUESO TIPO I-II							





### Implante $\varnothing$ 4,5 mm

Ref.	0188	2046	2047	2048	2049	2050	3313	2689	
	HUESO TIPO III-IV						Opción 1	Opción 2	
	HUESO TIPO I-II								

### Implante $\varnothing$ 5,0 mm

Ref.	0188	2046	2047	2048	2049	2050	2051	3314	2690	
	HUESO TIPO III-IV						Opción 1	Opción 2		
	HUESO TIPO I-II									



## Esterilización y packaging



Los implantes Avinent se someten a un proceso de esterilización en cumplimiento de las exigencias del marcaje CE para productos médicos. Avinent presenta sus implantes en un envase de fácil identificación por un sencillo código de colores. El tapón del vial está coloreado según el diámetro del implante y contiene un adhesivo que indica el tipo de conexión, el diámetro y la longitud del implante.

El sistema de implantes Avinent se comercializa en un blíster estéril. Este envase garantiza la total protección del implante hasta la fecha de caducidad indicada, siempre que esté almacenado en condiciones adecuadas.

Avinent suministra todos sus productos con un etiquetaje que garantiza la correcta trazabilidad del producto, mediante unas etiquetas adhesivas utilizables en el historial del paciente o en toda la documentación requerida.






Blíster (cara y dorso)




Vial



Apertura del vial



Implante



Tapón de cierre

## Apertura del packaging

- Abrir la caja y extraer el blíster.
- Abrir el blíster y dejar el vial que contiene el implante dentro de la zona de trabajo estéril, evitando el contacto con cualquier pieza que no lo sea. El blíster estéril no se debe abrir antes de ser utilizado.
- Abrir el vial cogiendo la parte del tapón coloreado con una mano, mientras lo sujetamos con la otra por la parte transparente.
- Encajar la pieza transportadora al implante.
- Presionar de manera que quede bien sujeto y levantar ligeramente hacia arriba el conjunto del implante.
- El tapón de cierre se encuentra dentro del tapón coloreado.

## Información de la caja del implante

Rx only



0197

**Biomimetic** ICEBERG



Manufacturer:  
AVINENT Implant System S.L.U.  
Pol. Ind. Santa Anna I, 08251 Santpedor (Barcelona) Spain.



ifu.avinent.com



Etiqueta de la caja del implante

Implant CC.I  
Ø 3.5 x 10 (3.5) Ti  
REF 5900

ES Implante  
PT Implante  
FR Implant

(01) 08435452001046  
(10) XXXXX  
(17) AAMMDD

LOT XXXX

use by AAAA-MM-DD



Etiquetas de trazabilidad del producto

AVINENT  
Implant CC.I Ø 3.5 x 10 (3.5)

REF 5900 LOT XXXX  
GTIN 08435452001046

STERILE R AAAA-MM-DD



AVINENT  
Implant CC.I Ø 3.5 x 10 (3.5)

REF 5900 LOT XXXX  
GTIN 08435452001046

STERILE R AAAA-MM-DD



AVINENT  
Implant CC.I Ø 3.5 x 10 (3.5)

REF 5900 LOT XXXX  
GTIN 08435452001046

STERILE R AAAA-MM-DD




AVINENT  
Purchasing / Compra  
REF 5900  
LOT XXXX

Implant CC.I	Indicador de conexión cónica ICEBERG
Ø 3.5 x 10 (3.5)	Tamaño del implante y plataforma
Ti	Titanio
REF 1558	Número de referencia
LOT xxxxx	Código de lote
AAAA-MM-DD	Fecha de caducidad
STERILE R	Estéril. Método de esterilización radiación
ifu.avinent.com	Ver instrucciones de uso
	Fabricante
CE	Marcaje CE ON núm. 0197 TÜV Rheinland
Rx only	Bajo prescripción médica (Solo USA)
(01) 08435452001046 (10) XXXXX (17) AAMMDD	UDI (Soporte identificador único de los productos)
	No reutilizar
	No re-esterilizar



## Cirugía guiada Avinent



### Cirugía guiada Avinent


- Implant Studio (planificación de implantes y cirugía guiada)
- Simplant (planificación de implantes)
- Dental Wings (planificación de implantes)

### TACS o CBCT Librerías disponibles para:

- NewTom
- Carestream
- (Más sistemas en desarrollo)

## Micromotores

Avinent ofrece una amplia gama de micromotores para numerosas aplicaciones clínicas de la mano de las principales marcas del sector. Ideados para simplificar la práctica diaria, se pueden adaptar a las necesidades de cada caso, permitiendo la personalización de la secuencia completa de fresado y adaptándose a múltiples usuarios. Los micromotores que ofrecemos están diseñados ergonómicamente, ofreciendo una comodidad de uso y una reducción del cansancio importante. Ofrecen a los profesionales de la implantología una unidad quirúrgica de aplicación diaria para realizar intervenciones orales de forma segura. Todos los micromotores han sido diseñados para minimizar peso y tamaño, para mejorar el equilibrio del instrumento y el motor en la mano del clínico y reducir el cansancio durante tratamientos largos.



## Plantilla radiográfica

La plantilla radiográfica es una guía para ayudar al profesional a escoger de manera adecuada y precisa el diámetro y la longitud del implante. Para adaptarla a las proporciones de la radiografía, las dimensiones del implante están representadas a escala 1:1 y 1,25:1.

Bien Air<sup>®</sup>  
Dental

NSK

## Índice por referencia

REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA	REF.	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
0188	Fresa guía lanceolada	7	3313	Fresa hueso duro $\varnothing$ 3,8 - $\varnothing$ 4,3 x 7 - 15	7
0263	Destornillador tornillo oro ISO 1797 Sobredentadura Rhein 83	6	3314	Fresa hueso duro $\varnothing$ 4,1 - $\varnothing$ 4,7 x 7 - 13	7
0267	Destornillador tornillo ranurado ISO 1797	6	5184	Destornillador para corrección de angulación G2 24 mm	7
0274	Destornillador S (048)	7	5185	Destornillador para corrección de angulación G2 32 mm	7
0275	Destornillador L (048)	7	5900	Implante CC.I 3,5 x 10 (3,5)	4
0277	Destornillador ISO 1797 L (048)	6	5901	Implante CC.I 3,5 x 11,5 (3,5)	4
0278	Transportador S (2,5)	7	5602	Implante CC.I 3,5 x 13 (3,5)	4
0295	Llave dinamométrica	6	5903	Implante CC.I 3,5 x 15 (3,5)	4
0299	Transportador L (2,5)	7	5904	Implante CC.I 4,0 x 7 (3,5)	4
0328	Destornillador S pilar transeptelial ISO 1797	6	5905	Implante CC.I 4,0 x 8,5 (3,5)	4
0526	MiniBox	6	5906	Implante CC.I 4,0 x 10 (3,5)	4
0644	Destornillador ISO 1797 S (048)	6	5907	Implante CC.I 4,0 x 11,5 (3,5)	4
0645	Destornillador ISO 1797 XL (048)	6	5908	Implante CC.I 4,0 x 13 (3,5)	4
0648	Destornillador para pilar transeptelial angulado ISO 1797 L (0,48)	6	5909	Implante CC.I 4,0 x 15 (3,5)	4
0655	Extensor de fresa ISO 1797	7	5910	Implante CC.I 4,5 x 7 (4,1)	5
0723	Destornillador para poste impresión cubeta cerrada ISO 1797	6	5911	Implante CC.I 4,5 x 8,5 (4,1)	5
0726	Destornillador para pilar transeptelial ISO 1797 L	6	5912	Implante CC.I 4,5 x 10 (4,1)	5
0790	Mango destornillador ISO 1797 L	7	5913	Implante CC.I 4,5 x 11,5 (4,1)	5
0791	Mango destornillador ISO 1797 S	7	5914	Implante CC.I 4,5 x 13 (4,1)	5
0804	Destornillador para pilar transeptelial angulado ISO 1797 S (0,48)	6	5915	Implante CC.I 4,5 x 15 (4,1)	5
1763	Caja quirúrgica sistema OCEAN	6	5917	Implante CC.I 5,0 x 7 (4,1)	5
1810	Indicador de dirección $\varnothing$ 1,5 - $\varnothing$ 2,3	7	5918	Implante CC.I 5,0 x 8,5 (4,1)	5
1878	Mango transportador implante S	7	5919	Implante CC.I 5,0 x 10 (4,1)	5
2046	Fresa helicoidal $\varnothing$ 1,6 x 7 - 15	7	5920	Implante CC.I 5,0 x 11,5 (4,1)	5
2047	Fresa piloto $\varnothing$ 1,6 - $\varnothing$ 2,4	7	5922	Pilar de cicatrización recto CC.I 3,5 x 2	4
2048	Fresa $\varnothing$ 2 - $\varnothing$ 3,3 x 7 - 15	7	5923	Pilar de cicatrización recto CC.I 3,5 x 3	4
2049	Fresa $\varnothing$ 2,2 - $\varnothing$ 3,8 x 7 - 15	7	5924	Pilar de cicatrización recto CC.I 3,5 x 5	4
2050	Fresa $\varnothing$ 2,8 - $\varnothing$ 4,3 x 7 - 15	7	5925	Pilar de cicatrización recto CC.I 4,1 x 4 x 2	5
2051	Fresa $\varnothing$ 3,2 - $\varnothing$ 4,8 x 7 - 13	7	5926	Pilar de cicatrización recto CC.I 4,1 x 4 x 3	5
2198	Tope de fresa $\varnothing$ 1,6	7	5927	Pilar de cicatrización recto CC.I 4,1 x 4 x 5	5
2199	Tope de fresa $\varnothing$ 3,3	7	5928	Pilar de cicatrización anatómico CC.I 3,5 x 4 x 2	4
2200	Tope de fresa $\varnothing$ 3,8	7	5929	Pilar de cicatrización anatómico CC.I 3,5 x 4 x 3	4
2201	Tope de fresa $\varnothing$ 4,3	7	5930	Pilar de cicatrización anatómico CC.I 3,5 x 4 x 5	4
2202	Tope de fresa $\varnothing$ 4,8	7	5931	Pilar de cicatrización anatómico CC.I 3,5 x 5 x 2	4
2687	Formador de rosca 3,5 mm	7	5932	Pilar de cicatrización anatómico CC.I 3,5 x 5 x 3	4
2688	Formador de rosca 4,0 mm	7	5933	Pilar de cicatrización anatómico CC.I 3,5 x 5 x 5	4
2689	Formador de rosca 4,5 mm	7	5934	Pilar de cicatrización anatómico CC.I 4,1 x 5 x 2	5
2690	Formador de rosca 5,0 mm	7	5935	Pilar de cicatrización anatómico CC.I 4,1 x 5 x 3	5
2891	Mango transportador implante L	7	5936	Pilar de cicatrización anatómico CC.I 4,1 x 5 x 5	5
2981	Transportador implante ISO 1797 CC 3,5 S	6	5937	Pilar de cicatrización anatómico CC.I 4,1 x 6 x 2	5
2982	Transportador implante ISO 1797 CC 4,1 S	6	5938	Pilar de cicatrización anatómico CC.I 4,1 x 6 x 3	5
2984	Transportador implante ISO 1797 CC 3,5 L	6	5939	Pilar de cicatrización anatómico CC.I 4,1 x 6 x 5	5
2985	Transportador implante ISO 1797 CC 4,1 L	6	5940	Pilar de cicatrización anatómico PEEK CC.I 3,5 x 6 x 5	4
3311	Fresa hueso duro $\varnothing$ 2,4 - $\varnothing$ 3,3 x 7 - 15	7	5941	Pilar de cicatrización anatómico PEEK CC.I 4,1 x 8 x 5	5
3312	Fresa hueso duro $\varnothing$ 3,0 - $\varnothing$ 3,7 x 7 - 15	7			

\*La disponibilidad de los productos de este catálogo puede variar según el país.  
Por favor, contacte con su distribuidor Avinent para más información.



Carretera de Navarcles, 107  
Pol. Industrial Santa Anna I  
08251 Santpedor (Barcelona) - España  
T. (+34) 93 827 34 65 - F. (+34) 93 827 38 73  
[www.avinent.com](http://www.avinent.com) - [avinent@avinent.com](mailto:avinent@avinent.com)

**AVINENT AUSTRALIA**  
[australia@avinent.com](mailto:australia@avinent.com)

**AVINENT BENELUX**  
[benelux@avinent.com](mailto:benelux@avinent.com)

**AVINENT CANADA**  
[canada@avinent.com](mailto:canada@avinent.com)

**AVINENT COLOMBIA**  
[colombia@avinent.com](mailto:colombia@avinent.com)

**AVINENT CROATIA**  
[croatia@avinent.com](mailto:croatia@avinent.com)

**AVINENT FRANCE**  
[france@avinent.com](mailto:france@avinent.com)

**AVINENT KUWAIT**  
[kuwait@avinent.com](mailto:kuwait@avinent.com)

**AVINENT LITHUANIA**  
[lithuania@avinent.com](mailto:lithuania@avinent.com)

**AVINENT POLAND**  
[poland@avinent.com](mailto:poland@avinent.com)

**AVINENT PORTUGAL**  
[portugal@avinent.com](mailto:portugal@avinent.com)

**AVINENT ROMANIA**  
[romania@avinent.com](mailto:romania@avinent.com)

**AVINENT TAIWAN**  
[taiwan@avinent.com](mailto:taiwan@avinent.com)

**AVINENT UKRAINE**  
[ukraine@avinent.com](mailto:ukraine@avinent.com)

**AVINENT UNITED ARAB EMIRATES**  
[uae@avinent.com](mailto:uae@avinent.com)

**AVINENT UNITED KINGDOM**  
[uk@avinent.com](mailto:uk@avinent.com)

**AVINENT USA**  
[usa@avinent.com](mailto:usa@avinent.com)

**AVINENT VIETNAM**  
[vietnam@avinent.com](mailto:vietnam@avinent.com)



Management  
System  
ISO 13485:2016  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)

